



MANUALE DELL'UTENTE

MONITOR PER USO MEDICO

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

31HN713D

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTI

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA.....	3
LICENZA.....	4
INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE	4
MONTAGGIO E PREPARAZIONE.....	5
UTILIZZO DEL MONITOR	21
IMPOSTAZIONI UTENTE.....	24
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	36
SPECIFICHE DEL PRODOTTO.....	38

Tenere presente che queste informazioni sono finalizzate all'uso corretto e alla sicurezza dell'apparecchiatura. I seguenti simboli possono indicare una situazione pericolosa che, se non tenuta in considerazione, può causare seri infortuni o persino il decesso dell'utente o di terzi, oppure danni all'apparecchiatura.

AVVISO

- Indica un avviso con istruzioni sulla sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare il decesso o gravi lesioni per l'utente o terzi.

ATTENZIONE

- Indica una situazione pericolosa che, se non tenuta in considerazione, può causare lesioni di entità lieve o moderata per l'utente o terzi, oppure danni all'apparecchiatura.

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA

Prodotti chimici consigliati per la pulizia

- Isopropanolo al 70 %
- Etanolo al 70 %
- Soluzione di cloruro di sodio (NaCl) allo 0,9 %

Modalità di utilizzo dei detergenti

- Prima della pulizia, spegnere il monitor e staccare il cavo di alimentazione.
- Inumidire un panno morbido con un detergente consigliato e strofinare molto delicatamente lo schermo.
- Se il detergente penetra nel monitor durante la pulizia, potrebbe causare gravi danni.
- Per evitare danni al pannello LCD, pulire solo gli altri componenti del monitor.
- Non adoperare benzene, solventi, detergenti acidi o alcalini o altre sostanze simili.
- La pulizia dei display può essere effettuata solo da medici o infermieri e non dai pazienti.

LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo www.lg.com.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

"DICOM® è il marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association (Associazione nazionale dei produttori di materiale elettrico, NEMA) per le pubblicazioni degli standard relativi alla comunicazione digitale delle informazioni mediche."

INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>. In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright. LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.


MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Composizione del prodotto


Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione. Se mancano alcuni componenti, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Tenere presente che il prodotto e i relativi componenti potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.



CD (Manuale dell'utente/Software)/
Manuale normativo/Schede



Cavo di alimentazione



Adattatore CA/CC




Fascetta portacavi



Cavo DisplayPort



Cavo USB 3.0



Corpo del supporto / Base del supporto

ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Utilizzare solo i componenti indicati di seguito, conformi agli standard elencati. I componenti non autorizzati possono causare danni al prodotto e provocare il malfunzionamento.

Componente	Standard
Cavo DisplayPort	Supporto DisplayPort versione 1.4, UL, impedenza 100 ohm
Cavo USB 3.0	USB 3.0, UL
Cavo di alimentazione	Stati Uniti: normativa medica approvata Altri Paesi: normativa sulla sicurezza locale approvata

- Devono essere utilizzati solo gli adattatori CA/CC forniti dal produttore, ad eccezione dei componenti di cui sopra.

NOTA

- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.


Software supportato

Driver e software supportati	Priorità di installazione
PerfectLum	Consigliata
On Screen Control	Opzionale
Dual Controller	Opzionale

- Il [PerfectLum Numero di serie] è reperibile in [Generale] > [Informazioni].
- PerfectLum calibra l'output del colore del monitor utilizzando la funzione Calibrazione hardware. Il programma supporta la comunicazione USB, pertanto è possibile collegare il PC e il monitor tramite un cavo USB e avviare il programma PerfectLum.
- Obbligatorio e consigliato: È possibile scaricare e installare la versione più recente dal CD in dotazione o dal sito Web LGE (www.lg.com).
- Opzionale: È possibile scaricare e installare la versione più recente dal sito Web LGE (www.lg.com).


Descrizione del prodotto e dei pulsanti

Lato anteriore



Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/sinistra/su/giù.



A (Accensione): Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor.

B (Spegnimento): Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per più di 5 secondi per spegnere il monitor.

C (Controllo volume): Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.

! NOTA


- Il tasto del joystick e il pulsante di alimentazione sono situati nella parte inferiore del monitor.
- Pulsante di alimentazione: Accensione o spegnimento del dispositivo.

Come usare il tasto

- **Down Light:** consente di avere luce sulla scrivania in un ambiente buio.
- **Wall Light:** consente di avere luce sul muro sul retro del monitor in un ambiente buio.
- **Select Resolution:** la risoluzione consigliata del monitor può essere impostata a [12MP] e [6MP].
- **Presence Sensor:** se per 5 minuti non c'è nessuno davanti al monitor, lo schermo si spegne automaticamente.
- **Light Box Mode:** consente di attivare uno schermo rettangolare sul display con la massima luminosità per osservare una pellicola radiografica classica; inoltre, permette di selezionare la dimensione di tale rettangolo.
- **Picture Mode:** consente di alternare [Testo], [Mono], [DICOM] e [Calibrazione 1] in circolare.

Connettori

Indietro



1 USB IN (SS) 5 V / USB UP (SS)

- Per il collegamento del calibratore HW (accessorio opzionale).
- Collegare la periferica alla porta di ingresso USB.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo di memoria USB.
- Per utilizzare l'interfaccia USB 2.0, collegare al PC un cavo USB 2.0/USB 3.0 di tipo A-B.

! ATTENZIONE

Precauzioni per l'uso dei dispositivi di memoria USB.

- Il dispositivo di memoria USB deve incorporare un programma di riconoscimento automatico, altrimenti il driver potrebbe essere irricognoscibile.
- È possibile che alcune periferiche USB non siano supportate o che non funzionino correttamente.
- È consigliabile utilizzare un hub o un disco rigido USB provvisti di alimentazione. (Se l'alimentazione fornita è inadeguata, la periferica USB potrebbe non essere rilevata correttamente.)

2 Porte per cuffie**3 SERVICE ONLY**

- Questa porta USB viene utilizzata solo per servizi.

4 DP IN 1/ DP IN 2

- Ingresso segnale video digitale.
- A seconda della versione DisplayPort del PC, l'uscita video potrebbe essere assente.
- Quando si utilizza un collegamento da Mini DisplayPort a DisplayPort, è preferibile utilizzare un cavo con caratteristiche DisplayPort 1.4.

5 DC-IN (24 V)

- Collegare un adattatore CA/CC.
- L'uscita dell'adattatore incluso è 24 V.


! NOTA

- Questo monitor supporta la funzionalità *Plug and Play.


* Plug and Play: funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza riconfigurazione fisica del dispositivo o interventi dell'utente.

Montaggio della base del supporto


1



2




3




ATTENZIONE

- Per proteggere lo schermo da eventuali graffi, coprire la superficie con un panno morbido.


4




5



6



7



⚠ ATTENZIONE

- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.
- Non utilizzare il monitor se lo sportello posteriore è stato rimosso.


! NOTA

- È possibile disassemblare il supporto effettuando la procedura di assemblaggio al contrario.

Spostamento e sollevamento del monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in sicurezza, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni.

- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.
- Per evitare che il monitor si graffi, mantenerlo con lo schermo rivolto all'esterno.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo verticale senza ruotarlo o inclinarlo.




⚠ ATTENZIONE

- Evitare il più possibile di toccare lo schermo del monitor.
 - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel per la riproduzione delle immagini potrebbero danneggiarsi.
- Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.

Installazione su un tavolo

- Sollevare il monitor e collocarlo sul tavolo in posizione verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.




A: 100 mm

⚠ ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor. Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

Precauzioni per il collegamento del cavo di alimentazione




⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione incluso nella confezione del prodotto. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

Regolazione dell'altezza del supporto

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.



AVVISO

- Durante la regolazione dell'altezza dello schermo, non appoggiare la mano sul corpo del supporto per evitare lesioni alle dita.

Regolazione dell'angolazione

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Regolare l'angolazione dello schermo.

L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da -5° a 15° per agevolare la visualizzazione.


AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla parte inferiore come mostrato di seguito.
- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.




! NOTA


- Ruotare di 15 gradi a sinistra o a destra e regolare l'angolazione del monitor per adattarlo alle proprie esigenze di visualizzazione.



- Il lato destro o sinistro della testa del monitor può essere leggermente ruotato verso l'alto o verso il basso (fino a 3°). Regolare il livello orizzontale della testa del monitor.

**Uso del blocco Kensington**


Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web <http://www.kensington.com>.

**! NOTA**

- Il blocco Kensington è opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

Installazione su una parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete su ogni lato, per assicurare una ventilazione sufficiente. Per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione, rivolgersi al rivenditore. Per l'installazione e la configurazione di una staffa inclinabile a parete, fare riferimento al manuale.




A: 100 mm

Installazione della piastra di montaggio a parete

Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili. Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) alla parte posteriore del monitor.

Accertarsi che la staffa per montaggio a parete (opzionale) sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

Montaggio a parete	100 mm x 100 mm
Viti standard	M4 x L10
Viti richieste	4
Piastra per montaggio a parete (facoltativa)	LSW149


Un disegno tecnico in bianco e nero della piastra di montaggio a parete LSW149. La piastra ha una forma rettangolare con bordi rinforzati e quattro fori per viti sui lati lunghi. Sul lato inferiore, sono visibili i punti di attacco per il monitor.

! NOTA

- Se le viti non sono conformi allo standard VESA, il prodotto potrebbe danneggiarsi e il monitor potrebbe cadere. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, la parte interna del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a parete, onde evitare danni allo schermo.
- Rimuovere il supporto prima di installare il monitor con il fissaggio a parete attaccando il supporto al contrario.

⚠ ATTENZIONE

- Innanzitutto, scollegare il cavo di alimentazione. Quindi spostare o installare il monitor. Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- L'installazione del monitor a soffitto o pareti inclinate può causare la caduta del monitor, che potrebbe provocare lesioni personali. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Allo scopo di prevenire lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete seguendo le istruzioni di installazione.
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Eventuali danni non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'uso di componenti inadeguati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- La lunghezza di ogni vite installata, misurata dalla parte posteriore del monitor, non deve essere superiore a 8 mm.



A: Piastra per montaggio a parete

B: Parte posteriore del monitor

C: Viti standard

D: Max. 8 mm

UTILIZZO DEL MONITOR

- Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale.

Premere il tasto del joystick, passare a [Impostazioni] → [Ingresso], quindi selezionare l'opzione di ingresso.

⚠ ATTENZIONE

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo per PC.
- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzionalità *Plug and Play.
- * Plug and Play: Funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

ATTENZIONE

- Il cavo da DisplayPort a HDMI può causare problemi di compatibilità.

Connessione DisplayPort

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor.



NOTA

- A seconda della versione DisplayPort del PC, è possibile che l'uscita audio o video non produca alcun segnale.
- Accertarsi di utilizzare il cavo DisplayPort del prodotto in dotazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del dispositivo.
- Se si utilizza una scheda grafica con uscita Mini DisplayPort, usare un cavo da Mini DisplayPort a DisplayPort o di un tipo che supporti DisplayPort1.4. (Accessori venduti separatamente)

Collegamento di periferiche

Collegamento dispositivo USB

La porta USB situata sul prodotto funziona come un hub USB.

Per periferiche collegate alla porta di ingresso USB possono essere controllate dal PC.



! NOTA

- Si consiglia di installare tutti gli aggiornamenti di Windows per mantenere il sistema aggiornato prima di collegare il prodotto per l'uso.
- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo USB alla porta USB.

Collegamento di cuffie

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.

! NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.
- Se si utilizzano auricolari con connettore ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.



Ad angolo retto



Dritto (Consigliata)

IMPOSTAZIONI UTENTE


! NOTA

- Il menu OSD (On Screen Display) del monitor potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.

Attivazione del menu principale



- 1 Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.



A

- Menu principale disattivato: Consente di attivare il menu principale.
- Menu principale attivato: Consente di uscire dal menu principale. (Tenere premuto il pulsante per più di 5 secondi per spegnere il monitor. È possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato.)


B

- Menu principale disattivato: È possibile controllare il volume. (◀▶)
- Menu principale attivato: Consente di accedere alla funzione [Ingresso]. (◀) / Consente di accedere alla funzione [Impostazioni]. (▶)

C

- Menu principale disattivato: Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente. (▲, ▼)
- Menu principale attivato: Consente di spegnere il monitor. (▲) / Consente di accedere alla funzione [Modalità Immagini]. (▼)

Funzioni del menu principale



Menu principale	Descrizione
A: [Spegnimento]	Consente di spegnere il monitor.
B: [Ingresso]	Consente di impostare la modalità di ingresso.
C: [Impostazioni]	Consente di configurare le impostazioni dello schermo.
D: [Modalità Immagini]	Imposta la modalità immagine.
E: [Uscita]	Consente di uscire dal menu principale.

Impostazioni del menu

- 1 Per visualizzare il menu OSD, premere il tasto del joystick nella parte inferiore del monitor e quindi accedere alle [Impostazioni].
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Per tornare al menù superiore o impostare altre voci, muovere il joystick verso ◀ o premere (⌂).
- 4 Se si desidera uscire dal menu OSD, muovere il joystick verso ◀.



[Impostazioni rapide]



[Ingresso]



[Immagine]



[Generale]

! NOTA

- : Acceso
- : Spento

[Impostazioni rapide]

[Impostazioni] > [Impostazioni rapide]	Descrizione
[Luminosità] [Contrasto]	Consente di regolare il contrasto e la luminosità dello schermo.
[Volume]	Consente di regolare il livello del volume. • È possibile regolare la funzione [Muto]/[Ripristino audio] muovendo il tasto del joystick verso ▼ nel menu [Volume].
[Temp. Colore]	Impostare la temperatura colore. ([Utente], [6500K], [7500K], [9300K], [Manuale])
[Preimpostazioni utente]	Preimpostazioni utente consente all'utente di salvare o caricare fino a 10 impostazioni di qualità immagine per più dispositivi connessi in ciascuna preimpostazione. ! NOTA • È possibile utilizzare la funzione Preimpostazioni utente per importare o salvare elementi in [Regolazione immagine] e [Regolazione colore] del menu [Immagine].

[Ingresso]

[Impostazioni] > [Ingresso]	Descrizione	
[Elenco ingressi]	Seleziona la modalità di ingresso.	
[Formato]	Consente di regolare il formato dello schermo.	
	[Full Wide]	Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.
	[Originale]	Consente di visualizzare un video in base al formato del segnale video in ingresso.
	[Solo ricerca]	Il formato non viene regolato dall'originale.
	! NOTA • È possibile che alla risoluzione consigliata (4200 x 2800) lo schermo appaia uguale per le opzioni [Full Wide], [Originale] e [Solo ricerca].	
[Seleziona la risoluzione]	la risoluzione consigliata del monitor può essere impostata a [12MP] e [6MP].	
[PBP]	Consente di visualizzare le schermate di due modalità di ingresso su un monitor.	
[Cambio schermo principale/ secondario]	Consente di alternare lo schermo principale e lo schermo secondario nella modalità [PBP].	! NOTA • Quando è attiva la modalità [PBP], il menu viene disattivato.
[Cambio audio principale/ secondario]	Consente di alternare l'audio dello schermo principale e quello dello schermo secondario nella modalità [PBP].	

[PBP]

[Impostazioni] > [Ingresso]	Descrizione		
[Elenco ingressi]	Consente di visualizzare le schermate di due modalità di ingresso su un monitor.		
[Elenco ingressi principale]	Fare riferimento alla tabella qui sotto per le possibili combinazioni PBP.		
[Elenco ingressi secondario]			
	Connessione PBP		Schermo secondario (Destra)
		DisplayPort 1	DisplayPort 2
Schermo principale (Sinistra)	DisplayPort 1	-	0
	DisplayPort 2	0	-
[Formato]	Consente di regolare il formato dello schermo.		
[Formato principale]	[Full Wide]	Consente di visualizzare il video per adattarlo alla schermata PBP, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.	
	[Originale]	Consente di visualizzare il video nel formato dell'ingresso del segnale video sulla schermata PBP.	
[Formato secondario]	[Full Wide]	Consente di visualizzare il video per adattarlo alla schermata PBP, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.	
	[Originale]	Consente di visualizzare il video nel formato dell'ingresso del segnale video sulla schermata PBP.	
[Seleziona la risoluzione]	la risoluzione consigliata del monitor può essere impostata a [12MP] e [6MP].		
[PBP]	È possibile disattivare la funzione che consente di visualizzare le immagini contemporaneamente da due modalità di ingresso su un monitor.		
[Cambio schermo principale/secondario]	Consente di alternare lo schermo principale e lo schermo secondario nella modalità [PBP].		
[Cambio audio principale/secondario]	Consente di alternare l'audio dello schermo principale e quello dello schermo secondario nella modalità [PBP].		

[Immagine]



NOTA

- La [Modalità Immagini] che è possibile impostare dipende dal segnale di ingresso.

[Impostazioni] > [Immagine]	Descrizione	
[Modalità Immagini]	[Utente]	Consente all'operatore di effettuare varie regolazioni.
	[Testo]	Consente di ottimizzare lo schermo per i documenti di testo. È possibile illuminare lo schermo nel menu OSD.
	[Mono]	Modalità colore Mono (bianco e nero).
	[Patologia]	Attivare la modalità Patologia. La chiarezza e la precisione dell'immagine sono comparabili a quelle ottenibili attraverso un microscopio.
	[DICOM]	Modalità che ottimizza le impostazioni dello schermo per la visualizzazione di immagini mediche.
	[DICOM(Utente)]	NOTA <ul style="list-style-type: none">• Consente di regolare la luminosità dello schermo in modalità [DICOM(Utente)].
	[Calibrazione 1]	Consente di utilizzare l'ultima calibrazione dello schermo.
	[Calibrazione 2]	Consente di utilizzare la calibrazione dello schermo precedente.
	NOTA <ul style="list-style-type: none">• Se la [Modalità Immagini] viene impostata sull'ingresso DP (DisplayPort), potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo oppure la risoluzione dello schermo del PC potrebbe risentirne.• [Calibrazione 2]: L'installazione di PerfectLum abiliterà questo menu.	

[Impostazioni] > [Immagine]	Descrizione	
[Regolazione immagine]	[Luminosità]	<p>Consente di regolare la luminosità dello schermo.</p> <p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante ▼ per alternare [Attiva Stabilizzatore Luminosità]/[Disattiva Stabilizzatore Luminosità]. • Quando [Stabilizzazione Luminosità] è impostata su [Acceso], la funzione di regolazione della [Luminosità] viene disattivata. • Quando [Stabilizzazione Luminosità] è impostata su [Acceso], le funzioni [SMART ENERGY SAVING] e [DFC] vengono disattivate. • Quando la [Modalità Immagini] è impostata come [DICOM] o [Gamma] è impostata come [Curva gamma DICOM], la funzione di regolazione della [Luminosità] viene disattivata. • Quando la [Modalità Immagini] è impostata come [DICOM(Utente)], la funzione di regolazione della [Luminosità] viene attivata.
	[Luminosità automatica]	Ottimizza automaticamente la luminosità in base alla luce circostante.
	[Contrasto]	Consente di regolare il contrasto di colore dello schermo.
	[Nitidezza]	Regola la nitidezza dello schermo.
	[Stabilizzazione Luminosità]	Mantiene la luminosità configurata dello schermo.
	[Acceso]	Regola automaticamente la luminosità.
	[Spento]	Disattiva la funzione in modo che l'operatore possa regolare la luminosità.
	[SUPER RESOLUTION+]	[Alto]
		Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini estremamente nitide.
		[Medio]
		Consente di ottimizzare lo schermo per una visione agevole, grazie al livello medio delle immagini tra le modalità alta e bassa.
		[Basso]
		Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini fluide e naturali.
		[Spento]
		Viene visualizzato nel valore più comune. Consente di disattivare [SUPER RESOLUTION+].
		<p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poiché questa funzione consente di aumentare la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, si consiglia di non utilizzare la funzione per tasto normale o icone desktop. In caso contrario verrebbe utilizzato un valore di nitidezza elevato non necessario.

[Impostazioni] > [Immagine]	Descrizione			
[Regolazione immagine]	[DFC]	[Acceso]	Regola automaticamente la luminosità a seconda dello schermo.	
		[Spento]	Consente di disattivare la funzione [DFC].	
	[Tempo di risposta]	<p>Imposta un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base allo spostamento dell'immagine sullo schermo.</p> <p>In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione [Veloce]. Se le immagini si muovono rapidamente è preferibile utilizzare l'opzione [Piú Veloce]. Con l'impostazione [Piú Veloce] l'immagine potrebbe bloccarsi.</p>		
		[Piú Veloce]	Imposta il tempo di risposta [Piú Veloce].	
		[Veloce]	Imposta il tempo di risposta [Veloce].	
		[Normale]	Imposta il tempo di risposta [Normale].	
		[Spento]	Disattiva la funzione di miglioramento del tempo di risposta.	
	[Stabilizzatore del Nero]	<p>È possibile controllare il contrasto del nero per una migliore visibilità delle scene più scure.</p> <p>Aumentando il valore di [Stabilizzatore del Nero] si aumenta la luminosità dell'area a basso livello di grigio sullo schermo. In questo modo, è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermate scure.</p> <p>Riducendo il valore di [Stabilizzatore del Nero] si riduce la luminosità dell'area a basso livello di grigio e si aumenta il contrasto dinamico sullo schermo.</p>		
	[Uniformità]	<p>Regola automaticamente l'uniformità della luminosità dello schermo.</p> <p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se si attiva [Uniformità], lo schermo può diventare più scuro. 		
		[Acceso]	Consente di attivare la funzione [Uniformità].	
		[Spento]	Disattiva la funzione [Uniformità].	

[Impostazioni] > [Immagine]	Descrizione		
[Regolazione colore]	[Gamma]	Impostare il valore gamma. ([Gamma 1.8], [Gamma 2.0], [Gamma 2.2], [Gamma 2.4], [Gamma 2.6], [Curva gamma DICOM]) Impostazioni gamma superiori scuriscono l'immagine visualizzata (e viceversa).	
	[Temp. Colore]	Impostare la temperatura colore.	
		[Utente]	L'utente può personalizzare i colori rosso, verde e blu.
		[6500K]	Consente di impostare il colore dell'immagine sulla temperatura colore rossastra 6500K.
		[7500K]	Consente di impostare il colore dell'immagine sulla temperatura colore 7500K, definendo un colore tra il rosso e il blu.
		[9300K]	Consente di impostare il colore dell'immagine sulla temperatura colore bluastrea 9300K.
	[Manuale]	Regola la temperatura del colore con incrementi di 500K. (È supportata la temperatura di 9300K anziché 9500K.)	
	[Rosso], [Verde], [Blu]	È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori [Rosso], [Verde] e [Blu].	
[Sei Colori]	Consente di regolare il colore e la saturazione dei sei colori (rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo) e di salvare le impostazioni.		
	Tonalità	Consente di regolare la tonalità dei colori dello schermo.	
	Saturazione	Consente di regolare la saturazione dei colori dello schermo. Più basso è il valore, meno saturi e luminosi risulteranno i colori. Più alto è il valore, più saturi e scuri saranno i colori.	
[Ripristino immagine]	[Desideri azzerare le tue impostazioni dell'immagine?]	[Sì]	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dei colori.
		[No]	Consente di annullare la selezione.

[Generale]

[Impostazioni] > [Generale]	Descrizione
[Lingua]	Imposta la schermata del menu sulla lingua desiderata.
[FOCUS VIEW]	L'installazione di On Screen Control e il successivo [FOCUS VIEW] imposterà la luminosità massima dello schermo.
[Luce inferiore]	consente di avere luce sulla scrivania in un ambiente buio. È possibile controllare la luminosità come [Preimpostazione luce] quando il menu è abilitato.
[Luce a parete]	Consente di avere luce sul muro sul retro del display in un ambiente buio. È possibile controllare la luminosità come [Preimpostazione luce] quando il menu è abilitato.
[Sensore di presenza]	se per 5 minuti non c'è nessuno davanti il monitor, lo schermo si spegne automaticamente.
[Modalità lightbox]	consente di attivare uno schermo rettangolare sul display con la massima luminosità per osservare una pellicola radiografica classica; inoltre, permette di selezionare la dimensione di tale rettangolo.
[Schermo pieno]	È possibile osservare la pellicola su schermo intero con la massima luminosità.
[Medio]	È possibile osservare la pellicola su metà schermo con la massima luminosità.
[Piccolo]	È possibile osservare la pellicola su un quarto di schermo con la massima luminosità.

[Impostazioni] > [Generale]	Descrizione	
[SMART ENERGY SAVING]	Risparmia energia utilizzando un algoritmo per la compensazione della luminanza.	
	[Alto]	Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione [SMART ENERGY SAVING] ad alta efficienza.
	[Basso]	Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione [SMART ENERGY SAVING] a bassa efficienza.
	[Spento]	Consente di disattivare la funzione.
	<p>! NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore dei dati sul risparmio energetico può variare in base al pannello e ai fornitori del pannello. • Se si seleziona l'opzione [SMART ENERGY SAVING] su [Alto] o [Basso], la luminosità del monitor aumenta o diminuisce in base alla fonte di alimentazione. 	
[LED accensione]	<p>Il funzionamento del LED accensione una volta acceso è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalità Accesso: Bianco - Modalità sospensione: Bianco lampeggiante - Modalità Spento: Spento 	

[Impostazioni] > [Generale]	Descrizione		
[Preimpostazioni utente]	Preimpostazioni utente consente all'utente di salvare o caricare fino a 10 impostazioni di qualità immagine per più dispositivi connessi in ciascuna preimpostazione. ! NOTA • È possibile utilizzare la funzione Preimpostazioni utente per importare o salvare elementi in [Regolazione immagine] e [Regolazione colore] del menu [Immagine].		
[Spegnimento schermo]	Per spegnere soltanto lo schermo, è possibile selezionare la modalità standby.		
	[Acceso]	In modalità sospensione, imposta soltanto lo spegnimento dello schermo.	
	[Spento]	In modalità sospensione, imposta la sospensione del sistema e lo spegnimento dello schermo.	
[Versione DisplayPort]	Imposta Versione DisplayPort sulla stessa versione del dispositivo esterno collegato. ([1.4], [1.2], e [1.1])		
[Blocco OSD]	Questa funzione permette di disattivare la configurazione e la regolazione dei menu.		
[Informazioni]	Verranno visualizzate le seguenti informazioni: [Tempo totale di accensione], [Risoluzione], [PerfectLum Numero di serie].		
[Ripristina impostazioni iniziali]	[Desideri azzerare le tue impostazioni?]	[Sì]	Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.
		[No]	Annulla il ripristino.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Lo schermo non mostra alcuna immagine

- Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?
 - Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa.
- Il LED di alimentazione è acceso?
 - Verificare il collegamento del cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione.
- L'alimentazione è accesa e il LED di alimentazione è bianco?
 - Verificare che l'ingresso collegato sia attivato ([Impostazioni] > [Ingresso]).
- Viene visualizzato il messaggio [Nessun Segnale]?
 - Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor manca o è scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo.
- Viene visualizzato il messaggio [Fuori Banda]?
 - Questa situazione si verifica quando i segnali trasferiti dal PC (scheda grafica) non rientrano nella gamma di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Consultare la sezione <SPECIFICHE DEL PRODOTTO> di questo manuale per impostare la frequenza appropriata.

Lo schermo è instabile e riproduce sfarfallii. /Le immagini visualizzate sul monitor risultano ombreggiate.

- È stata selezionata la risoluzione consigliata?
 - Se la scheda grafica non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata o lo schermo potrebbe non essere allineato.
 - I metodi di impostazione possono variare a seconda del computer o del sistema operativo e alcune risoluzioni potrebbero non essere disponibili in base alle prestazioni della scheda grafica. Se necessario, rivolgersi al produttore del computer o della scheda grafica per ricevere assistenza.
- L'immagine è bloccata anche quando si spegne il monitor?
 - La visualizzazione di un'immagine fissa per lunghi periodi può danneggiare lo schermo e l'immagine potrebbe persistere indefinitamente.
 - Per prolungare la durata del monitor, utilizzare un salvaschermo.
- Sullo schermo appaiono alcune macchie?
 - Quando si utilizza il monitor, potrebbero comparire sullo schermo alcuni puntini pixelati (rossi, verdi, blu, bianchi o neri). Questo fenomeno è normale per gli schermi LCD. Non si tratta di un errore e non è correlato alle prestazioni del monitor.

Alcune funzioni sono disattivate.

- Alcune funzioni non sono disponibili quando si preme il pulsante Menu?
 - L'OSD è bloccato. Disattiva [Blocco OSD] in [Generale].

Non viene emesso alcun suono dalla porta cuffie.

- Le immagini vengono visualizzate senza audio?
 - Verificare che i collegamenti alla porta cuffie siano stati effettuati correttamente.
 - Provare ad aumentare il volume con il joystick.
 - Impostare l'uscita audio del PC sul monitor che si sta utilizzando: (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)

La risoluzione 4K non è disponibile.

- È stata controllata la connessione via cavo?
 - Controllare se il cavo è collegato correttamente.
 - Si consiglia di utilizzare gli accessori forniti con il prodotto.
- La risoluzione e la frequenza di aggiornamento sono impostate correttamente?
 - Impostare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette nelle impostazioni della risoluzione dello schermo del PC o nel menu delle opzioni del lettore.
- Il dispositivo esterno collegato supporta la risoluzione 4K?
 - È disponibile solo su dispositivi esterni che supportano la risoluzione 4K.
 - Verificare se il dispositivo esterno connesso supporta la risoluzione 4K.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Allo scopo di migliorare il prodotto, le specifiche possono essere soggette a modifica senza preavviso.

Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo — indica la corrente continua.

Schermo LCD	Tipo	TFT (Thin Film Transistor) Schermo LCD (Liquid Crystal Display)	
	Passo pixel	0,1554 mm x 0,1554 mm	
Risoluzione	Risoluzione massima	4200 x 2800 @ 60 Hz	
	Risoluzione consigliata	4200 x 2800 @ 60 Hz	
Segnale video	Frequenza orizzontale	Da 30 kHz a 175 kHz	
	Frequenza verticale	Da 56 Hz a 61 Hz	
Connettore di ingresso	H/P, USB IN(SS ) 1/2/3, USB UP(SS ), DP IN 1, DP IN 2		
Alimentazione	Livello di potenza	24 V — = 7,5 A	
	Consumo energetico	MAX. 180 W* Modalità sospensione: ≤ 1 W Modalità Spento: ≤ 0,3 W (pulsante di alimentazione: Spento)	
Adattatore CA/CC	Produttore: Asian Power Devices Inc. (APD) Modello: DA-180B24 Ingresso: 100-240 V~ 50-60 Hz, 3,5 A Uscita: 24 V — = 7,5 A Classificazione per tipo di protezione da scosse elettriche: Apparecchiatura di classe I		
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
		Umidità	0-80 %
		Pressione	Da 700 hPa a 1.060 hPa
	Condizioni di trasporto/conservazione	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C
		Umidità	0-85 %
		Pressione	Da 500 hPa a 1.060 hPa

Dimensioni del monitor		
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Con supporto	704,7 x 662,6 x 280,0 (mm)
	Senza supporto	704,7 x 499,5 x 83,2 (mm)
Peso	Con supporto	14,0 (kg)
	Senza supporto	10,7 (kg)

Specifiche cliniche	Classificazione per tipo di protezione da scosse elettriche	Apparecchiatura di classe I
	Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo
	Ambiente di utilizzo	Questa apparecchiatura non è adatta per l'utilizzo in presenza di ossigeno o anestetici infiammabili.

* La Modalità operativa di Consumo energetico viene misurata in base allo standard LGE per i test. (Motivo totalmente bianco, risoluzione massima)

* Il livello di Consumo energetico può variare in base alle condizioni operative e alle impostazioni del monitor.

Modalità supportate (Modalità Impostazioni preconfigurate - PC)

DisplayPort

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Polarità (Orizz./Vert.)	Nota
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 1024	63,981	60,02	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1536 x 2048	126,42	60	+/+	
3072 x 2048	126,42	60	-/+	
2100 x 2800	170,4	60	+/-	
3840 x 2160	135,542	60	+/-	
4200 x 2800	170,4	30	+/-	
4200 x 2800	170,4	60	+/-	Consigliata

Elenco delle schede grafiche supportate

Fornitore	Schede grafiche
NVIDIA	Serie Quadro P
	Serie Quadro RTX
AMD	Serie Radeon Pro WX x100



Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

AVVISO: questo prodotto è compatibile con la classe A CISPR 32. L'uso di questa apparecchiatura in ambienti residenziali può causare interferenze radio.